



MindLINK Anwendungsbereiche

- Überprüfung der Hintergründe von Lernproblemen und Konzentrationsstörungen
- Raucherentwöhnung
- Jegliche Art von Phobien (Flugangst, Spinnen, Wasser usw.)
- Unterstützung beim Abnehmen
- Coaching und Persönlichkeitsentwicklung von Mitarbeitern und Sportlern
- Beheben von Motivationsproblemen, Steigerung von Leistungsfähigkeit und Kreativität, Entwicklung von persönlichen Erfolgsstrategien
- Lösung von Traumata (z.B. Geburtstrauma) und berufsbezogenen Stress-Störungen wie z.B. Burnout
- Auffindung von Selbstsabotageprogrammen und Psychologischer Umkehr
- Aufdecken von familiendynamischen Verhaltensmustern und Zusammenhängen aus der Vergangenheit u.v.a.m.

Durch die Testung von inneren Resonanzen und Kopplung an individuell passende Lösungsmodule genügen minimale Impulse, um große Wirkungen zu erzielen. Das produktive und kreative Potential kann besser erschlossen werden; Vitalität und Lebensfreude werden bewahrt und frühzeitigem Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, Energiemangel, Müdigkeit und Lebensunlust wird vorgebeugt oder kann mit einfachen Mitteln behoben werden.


Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorgestellten Methoden und Geräten um Verfahren der Erfahrungsmedizin und Naturheilkunde handelt, die wissenschaftlich nicht anerkannt sind.

Sprechen Sie am besten ausführlich mit Ihrem Arzt oder Therapeuten über Möglichkeiten, Anwendungen und Art der Behandlung.

► Fragen Sie Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten nach den Möglichkeiten und Anwendungen von **MindLINK**.



Weil ich mir wichtig bin!



www.mindlink.info



Was ist Bewusstseinsmedizin?

Eltern, Erzieher, unsere eigenen Lebenserfahrungen und unsere Lebensumstände können – neben positiven Eindrücken – auch emotionale Negativ-Programme vermitteln.

Sätze wie: „Du kannst es nicht! Du verdienst es nicht! Ich mag Dich nicht!“ usw. kennen wir alle. Diese Negativ-Programme können sich tief im Unterbewusstsein festsetzen und für vernunftgesteuerte Korrekturen nicht zugänglich sein. Sie wirken als Blockaden und sind hemmende Zensoren für jede positive Gegensteuerung. Diese blockierten Gefühle mindern unsere emotionale Stabilität und Belastbarkeit. Stress, Ärger und Überbelastung können sich auf unser seelisches und körperliches Wohlbefinden auswirken.

Viele Menschen stehen unter enormem Leistungsdruck und reagieren zunehmend sensibler und anfälliger auf Umwelteinflüsse. Zahlreiche äußere Faktoren wie Stress, Ärger, Lärm oder E-Smog beeinflussen unseren Organismus, unser Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit und letztlich unsere Gesundheit.

► **Wo immer möglich, sollte man sich daher schützen!**



MindLINK Technologie

Aktiv Stress vorbeugen und Energie gewinnen

MindLINK kann dazu beitragen, eine bessere innere Ordnung zu schaffen und dadurch harmonisierend zu wirken.

MindLINK kann helfen, negative Umwelteinflüsse und emotionale Schwächen auf einfache Weise zu kompensieren. Damit kann eine Stabilisierung des Organismus, Leistungssteigerung und eine bessere Stressresistenz erreicht werden.

Die **MindLINK** Skalarwellen-Technik erlaubt ein optimiertes Gehirnmanagement und kreative Konfliktlösungen. Das Herzstück der **MindLINK** Technologie ist die speziell konstruierte **MindLINK** Transmitter-Spule.

MindLINK arbeitet mit einer patentierten Übertragungstechnik auf Basis von Teslaspulen. Mit diesen werden Informationen (Musik, Affirmationen, Naturgeräusche) über spezifische Spulen in sogenannte Bewusstseinsfelder umgewandelt.

Tritt der Getestete mit dem übermittelten Inhalt in Resonanz, entsteht ein Reflex. Über diesen ideomotorischen Reflex kann der Arzt oder Therapeut das „Innere Wissen“ des Getesteten abfragen und überprüfen, in welche Richtung es Entwicklungstendenzen gibt. Mit einem Prozent-Score kann leicht festgestellt werden, welche Problematik Priorität hat.

► **Fragen Sie Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten nach Möglichkeiten und Anwendungen der **MindLINK** Technologie-Produkte.**

MindLINK Produkte

MindLINK benutzt eine patentierte Übertragungstechnik auf Basis der Tesla-Spulen. Diese befinden sich im Inneren von spezifischen Kopfhörern (**MindLINK POINT** und **MindLINK PHON**) oder auch dem **MindLINK SPOT Sensor**. Alle 3 Zubehör-Produkte können Sie ergänzend zur Therapie bei Ihrem Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten oder unter www.mindlink.info bestellen.



MindLINK SPOT Sensor

Tesla-Spule (ca. 3 cm Durchmesser), die unauffällig getragen oder umgehängt werden kann

- zum Anschließen an einen MP3 Player oder CD Player
- mobil, flexibel
- Reichweite 1 – 1,5 m



MindLINK POINT Kopfhörer

Flexible Ohrstecker, z.B. am Körper getragen oder zum Auflegen auf Schmerz- und Akupunkturpunkte

- muss nicht in den Ohren getragen werden
- Reichweite 1 – 1,5 m



MindLINK PHON Kopfhörer

Stabiler Kopfhörer mit integrierten Tesla-Spulen

- mit eingebautem Lautsprecher zum Mithören
- besonders geeignet bei Synchronisationsproblemen der beiden Gehirnhälften
- Reichweite 1 – 1,5 m

www.mindlink.info